



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Magnet. Bördelkappe ND20, gold
mit Loch, Silikon blau/PTFE transp., 100 St./Pack**

**59,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Magnetische Kappen ND20, montiert mit Septen.

Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis 200°C

Für eine leichte Penetration

Für kritische Analysen

Dicke: 3,0 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0827
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030681
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Gold
Typ Verschluss/ Deckel	Bördelverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit montiertem Septum mit hochreinem Septum für kritische Analysen magnetisch für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
DM Loch	5 mm
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
DM Verschluss	20 mm
Dicke Septum	3 mm
Material Verschluss/ Deckel	Stahl
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Typ Bördelverschluss	Bördelkappe. magnetisch
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Carlo Erba HS250 Carlo Erba HS500 Carlo Erba HS800 CTC HS 500 Fisons HS250 Fisons HS500 Fisons HS800 Thermo Scientific HS250 Thermo Scientific HS500 Thermo Scientific HS800

