



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Headspace-Kappe ND20 farblos Pharma-Fix Butyl/ PTFE grau, 100 St./Pack

44,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bördelverschlüsse, montiert mit Septen.
Mit Überdrucksicherung/Sollbruchstelle.

Septum Butyl/PTFE grau
Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C
Vollständig mit PTFE beschichtet
Dicke: 3,0 mm

Pharma-Fix Septen
Spezielle Formscheiben, die nur im Kontaktbereich der Probe mit PTFE beschichtet sind.
Auf den Glasrändern erzielt das elastische Butyl bzw. Silikon sehr gute Abdichtung.
Temperaturbeständigkeit s.o.
Dicke: 3,0 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0821
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030636
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Typ Verschluss/ Deckel	Bördelverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Überdrucksicherung mit montiertem Septum für den Autosampler geeignet für Headspace-Anwendungen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar Septum besonders dicht schließend (Pharma-Fix)
DM Loch	8 mm
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
DM Verschluss	20 mm
Dicke Septum	3 mm
Material Verschluss/ Deckel	Aluminium
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Typ Bördelverschluss	Headspace-Kappe
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Agilent G1888A Agilent HS 7694 Dani HS 39.50 Dani HS 86.50 Perkin Elmer HS6

