



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Bohlender Einmal-Schliffmanschetten (PTFE) NS 45/40, 5 St./Pack

**41,55 €** Ab

**31,85 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Abdichtung ohne Fett!

Hervorragende Chemikalienbeständigkeit bei einer Gebrauchstemperatur von -200°C bis +260°C.

Wanddicke: ca. 0,05 mm

Vakuum: bis 0,1 bar geeignet

## Zusätzliche Informationen

---

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.               | ER-1658                      |
| Hersteller (Marke)     | Bohlender                    |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-5149                       |
| EAN                    | 4058072245450                |
| Transporttemperatur    | Raumtemperatur               |
| Material               | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| TBST MAX               | 260 °C                       |
| Dicke                  | 0.05 mm                      |
| für NS                 | 45/40                        |

