



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Einmal-Schliffmanschette, NS 14/23, PTFE; VE: 10 Stück

25,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schliffmanschetten zum Einmal-Gebrauch. Dünnwandig (50µm), aus PTFE. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit bei Gebrauchstemperaturen von -200°C bis +260°C. Kein überstehender Griffbund; dadurch auch in Verbindung mit Schliffklemmen einsetzbar. **NS 14/23**

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0094
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2093
EAN	4058072298364
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX	260 °C
Dicke	0.05 mm
für NS	14/23

