



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Einmal-Schliffmanschette, NS 24/29, PTFE; VE: 10 Stück

**48,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Schliffmanschetten zum Einmal-Gebrauch. Dünnwandig (50µm), aus PTFE. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit bei Gebrauchstemperaturen von -200°C bis +260°C. Kein überstehender Griffbund; dadurch auch in Verbindung mit Schliffklemmen einsetzbar. **NS 24/29**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0096
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2095
EAN	4058072298388
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX	260 °C
Dicke	0.05 mm
für NS	24/29

