



Bohlender BOLA Rillenmanschetten NS 14/23

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Rillenmanschetten Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, kein überstehender Griffbund, daher keine Beeinträchtigung bei Verwendung von Schliffklammern für Vakuum bis 0,1 mbar robuste Konstruktion für den Dauergebrauch Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich. Abmessungen: Europäische Norm Größe NS 14/23

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-1652
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	241746004
EAN	4058072245405
Bruttogewicht	0.001
Nettogewicht	0.00020 kg
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
Normschliff	14/23

