



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Gummimanschetten aus EPDM für Filtertiegel sterilisierbar bis 180 C, 33 mm

3,65 € Ab

2,81 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Gummimanschette, Ø 33 mm Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen Für Filtertiegel Eingebrautes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Filtrieren, Dichtung, Passender Filtervorstoß erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2653
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112920121
EAN	4058072165239
Hersteller EAN	4032051061729
Bruttogewicht	0.006
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00600 kg
Material	Gummi
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Niedersachsen
Verpackungsvolumen	0.00027300 ccm
Zolltarifnummer	40169300
DM außen	33 mm

