



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubkappen ohne Loch mit Dichtung Butyl/PTFE, 100 St./Pack

39,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkappe ohne Loch

Mit Dichtung Butyl/PTFE

Passend für Autosampler-Vials 1,2 ml mit Gewinde 8-425

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7206
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072009021
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Verschluss	9 mm
Dicke Septum	1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Gewinde	Kurzgewinde
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

