



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappe Kurzgewinde ND9, PP rot mit Loch, PTFE virginal, 100 St./Pack

12,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Roter Schraubverschluss ND9 aus PP, mit Kurzgewinde 9-425 und Loch 6 mm.

Mit Septum PTFE virginal
hochtemperaturbeständig
Für Einmalinjektionen
Dicke 0,2 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0708
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029685
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosamplern-Kompatibilität im Warenkorb mit geschlitztem Septum für stumpfe. dicke Nadeln für den Autosamplern geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	9 mm
Dicke Septum	0.2 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Gewinde	Kurzgewinde
Härte	53 shore D
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplernmodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosamplern direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplerns

