



Bohlender BOLA Schraub-Verschlusskappen GL 45

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Schraub-Verschlusskappen Schraubkappe aus PTFE mit griffiger Rändelung. Aufgeschraubt kommt das Medium konstruktionsbedingt bei allen Kappen nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 45

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-2474
Hersteller (Marke)	Bohlender
EAN	4058072253479
Nettogewicht	0.05500 kg
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39235090
Gewinde	GL 45

