



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubkappe mit Dichtung, orange, 500 St./Pack

80,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Orangefarbende Schraubdeckel mit Dichtring, die auf jedes Reaktionsgefäß passen.
Der Deckel ist zur Erleichterung der Arbeit leicht geriffelt. Der O-Ring ist aus EPR (Ethylen-Propylen).
Verpackung: 500 Stück im Beutel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-6194
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042851
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	orange
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung
Farbe Verschluss/ Deckel	orange
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

