











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Schraubkappe mit Dichtung, schwarz, 500 St./Pack

80,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubdeckel mit Dichtring, die auf jedes Reaktionsgefäß passen.

Der Deckel ist zur Erleichterung der Arbeit leicht geriffelt. Der O-Ring ist aus EPR (Ethylen-Propylen). Verpackung: 500 Stück im Beutel.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-6198
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042899
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz

