



Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse, 83 mm 1/4 in

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse Nutzen Sie diese Füll-/Belüftungsverschlüsse aus Polypropylen für die aseptische Handhabung bei pharmazeutischen sowie biotechnologischen und labortechnischen Flüssigkeitstransferanwendungen. Verschlussgröße: 83 mm Beschreibung: Verschluss mit 3 Zugängen Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 1/4 in. Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 6.35 mm Material: Polypropylen, TPE-Dichtung, TPE-Kappen, platingehärtete Silikonschläuche Material: Platinbehandeltes

Silikon Material: TPE Typ: Verschluss Länge (metrisch): 7.62 cm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlässen Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0439
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721619
EAN	4058072171438
Bruttogewicht	1.38
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.02500000 ccm
Zolltarifnummer	39235090

