



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Originalitäts-Verschlüsse PP blau GL45 hohe Form, 10 St./Pack

**16,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Als Zubehör zu den Vierkantflaschen (DURAN® Group) bieten wir folgende Originalitätsverschlüsse an. Alle Produkte sind aus blauem PP, autoklavierbar und temperaturbeständig bis +140°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-2811
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-1369
EAN	4058072364106
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	35 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Originalitätsverschluss
DM außen	60 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit hoher Form Verschluss autoklavierbar
DM Verschluss	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
für Flaschenform	eckigleng

