



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkappe GL 45, PP, gelb, für DURAN® Laborflaschen, mit Lippendichtung

**20,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

DURAN® GL 45 Original Schraubverschluss, für Laborflaschen, mit Lippendichtung, PP, gelb Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Kurzzeitlagerung von Proben und Medien, Farbkennzeichnung und -identifikation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2820
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112938280
EAN	4058072165468
Hersteller EAN	4032051064577
Bruttogewicht	0.021
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.01500 kg
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	39235090
Gewinde	GL 45

