



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Schraubkappe, GL 45, PBT, rot, mit PTFE beschicht. Dichtung, für DURAN® Laborflaschen

**82,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

DURAN® GL 45 Hochtemperatur-Schraubverschluss (PBT, rot), mit PTFE-beschichteter, peroxidvernetzter Silikon-Dichtung Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung (peroxidisch vernetztes Silikon). Chemisch beständiger als PP-Verschluss. Ein passender Ausgießring aus rotem ETFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PBT, PTFE, ETFE, Silikon, Glasfaser Vollständig autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung Kappenauskleidung bildet einen dichten Verschluss mit der Flasche Peroxidvernetztes Silikon Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und Schraubverschlüsse mit Erstöffnungsgarantie Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Geeignet für die Trockenhitzeesterilisation, Anwendungen unter Druck, Lagerung von korrosiven Reagenzien, Chemische und thermische Reaktionen, Langzeitlagerung / Archivierung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Transport und Versand

## Zusätzliche Informationen

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.            | SD-2754                       |
| Hersteller (Marke)  | DURAN                         |
| VGKL Nummer         | 112924028                     |
| EAN                 | 4058072170608                 |
| Hersteller EAN      | 4032051063792                 |
| Bruttogewicht       | 0.038                         |
| Lagertemperatur     | Raumtemperatur                |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur                |
| Nettogewicht        | 0.03600 kg                    |
| Farbe               | rot                           |
| Material            | Polybutylenterephthalat (PBT) |
| Ursprungsland       | Deutschland                   |
| steril              | Nein                          |
| Ursprungsregion     | Rheinland-Pfalz               |
| Verpackungsvolumen  | 0.00202800 ccm                |
| Zolltarifnummer     | 39235010                      |
| Gewinde             | GL 45                         |

