



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Schraubverbindungskappe für Gewinderohre GL 18, PBT

23,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubverbindungskappen für Gewinderohre
Mit DIN-Gewinde (GL) und Bohrung.
Temperaturbeständig bis 180°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0205
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2204
EAN	4058072299477
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot
Material	Polybutylenterephthalat (PBT)
Höhe	20 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
DM außen	23 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung Verschluss autoklavierbar
Gewinde	GL 18
Material Dichtung / Septum	Silikon
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
für Flaschenform	rund eckig

