



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkappe GLS 80 für Duran Weithalsflasche

4,38 € Ab

3,37 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schnellschraubverschluss für DURAN® Weithalsflaschen GLS 80

Der Schraubverschluss hat eine integrierte Lippendichtung.

86 mm Ø, 40 mm hoch.

Aus blauem PP, temperaturbeständig bis zu 140°C und autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0034
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-3059
EAN	4058072339296
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	40 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
DM außen	86 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung Verschluss autoklavierbar
Gewinde	GLS 80
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Dichtung geschlossen
DM Verschluss	80 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
für Flaschenform	rund weit

