



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkappe GL 45 aus PP blau, mit Lippendichtung, 10 St./Pack

20,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Als Zubehör zu den DURAN® Laborflaschen bieten wir an:

Schraubkappen mit Lippendichtung.

Aus blauem PP, autoklavierbar und temperaturbeständig bis +140°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2749
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-1394
EAN	4058072363550
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	25 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
DM außen	54 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung Verschluss autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Dichtung geschlossen
DM Verschluss	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
für Flaschenform	rund eng

