



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubverschlüsse, transparent, 1.000 St./Pack

80,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubverschlüsse mit selbstdichtender Innenkonus-Abdichtung.

Im Deckel befindet sich kein separater Dichtring, er ist durch seine Ausformung selbstdichtend.
Die transparente Kappe lässt sich mit den Deckeleinsätzen (Best.-Nr. 7-4550 ff.) farbig codieren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4540
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040505
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	farbig codierbar
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)

