



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Schraubverschluss GL45 aus HDPE mit Olive, 6,5 mm Ø

**31,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die GL45-Schraubkappe mit integriertem Schlauchanschluss. Der Anschluss des Schlauches kann über eine Schnellkupplung, Stecktülle oder Olive erfolgen.

Die GL45-Schraubkappe enthält zusätzlich eine Polyethylenschaum-Dichtung und einen hydrophoben BelüftungsfILTER.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0838
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072090357
Farbe	blau
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss mit integrierter Schlaucholive
DM außen	51.8 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss autoklavierbar
DM Verschluss	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45

