



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Adapter für magnetische Filterhalter passend für GL45 Schraubanschluss

28,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter für magnetische Filterhalter passend für GL45 Schraubanschluss.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-3008
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072086848
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Höhe	45 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss mit integrierter Aufnahme von Filterhalter (8-3000)
DM außen	54 mm
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
DM Verschluss	50 mm
für Flaschenform	rundleckigleng

