



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubverschlüsse mit Öse, weiß, 1000 St./Pack

106,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubverschlüsse mit Lasche zum Anhängen an die Reaktionsgefäße.

Mit Innenkonus-Abdichtung (LIP SEAL).

Mit den Deckeleinsätzen (Best.-Nr. 7-4550 ff.) lässt sich die transparente Kappe farblich codieren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4535
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040499
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Dichtung
Material Dichtung / Septum	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß

