



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Schraubkappe magnetisch ND18  
silber, 8mm Loch, Silikon weiß/PTFE rot ( Pack á  
100 Stück )**

**70,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Magnetische Schraubverschlüsse ND18, silber, montiert mit Septen.  
Mit Loch 8 mm Ø

Mit Septum Silikon weiß/PTFE rot  
Temperaturbeständig von -60°C bis 200°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0847
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037154
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb mit hochreinem Septum für kritische Analysen magnetisch für den Autosampler geeignet für Headspace-Anwendungen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	8 mm
DM Verschluss	18 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Gewinde	Feingewinde
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	CTC (LEAP) Combi PAL/ GC PAL. 32 Pos. Tray CTC (LEAP) Combi PAL/ GC PAL. 98 Pos. Tray CTC (LEAP) Combi PAL/ GC PAL. 200 Pos. Tray CTC (LEAP) Combi PAL SMPE Mode. 32 Pos. Tray CTC (LEAP) Combi PAL SMPE Mode. 98 Pos. Tray CTC Combi-xt Headspace Option CTC C

