



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Schraubkappe magnetisch ND18
silber, 8mm Loch, Butyl rot/PTFE grau (Pack á
100 Stück)**

**40,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Magnetische Schraubverschlüsse ND18, silber, montiert mit Septen.
Mit Loch 8 mm Ø

Mit Septum Butyl rot/PTFE grau
Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0849
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037178
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb magnetisch für den Autosampler geeignet für Headspace-Anwendungen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	8 mm
DM Verschluss	18 mm
Dicke Septum	1.6 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Gewinde	Feingewinde
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Butyl-Kautschuk (IIR) Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Perkin Elmer Turbomatrix HS16/ HS40/ HS40 XL/ HS40 Trap/ HS110/ HS110 Trap

