



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Magn. Schraubkappen ND18, silber,  
Loch 8 mm, Silikon weiß/Aluminiumfolie silber,  
100 Stck./Pack**

**113,10 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

### **Magnetische Schraubverschlüsse ND18, silber, montiert mit Septen.**

Mit Loch 8 mm Ø

1. mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis 200°C

2. mit Septum Butyl/PTFE

Temperaturbeständig von -40°C bis 120°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1326
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072086114
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	magnetisch für den Autosampler geeignet für Headspace-Anwendungen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	8 mm
DM Verschluss	18 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Gewinde	Feingewinde
Härte	50 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Aluminiumfolie
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum

