











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND 13 mit Loch, Septum Naturkautschuk rot-or./TEF transp., 100 St./Pack

19,80 € zzgl. MwSt & **Versand**

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425. Mit Loch 8,5 mm.

Mit Septum Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent
Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließeigenschaften
Standardverschluss für die GC und HPLC
Dicke 1,3 mm

28.04.24

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-0770
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030193
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für den Autosampler geeignet für Mehrfachinjektionen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
DM Loch	8.5 mm
Gewinde	13-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	60 shore A
Material Dichtung / Septum	Naturkautschuk
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.3 mm
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

