



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Schraubkappen ND 13 geschlossen,
Naturkautschuk rot-or./TEF transp., 100 St./Pack**

**20,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425, geschlossen.

Mit Septum Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,3 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0771
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030209
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für Mehrfachinjektionen geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Gewinde	13-425 (US)
Härte	60 shore A
Material Dichtung / Septum	Naturkautschuk
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

