



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neochrom® Schraubkappen ND13, PP schwarz mit Loch, Butyl rot/PTFE grau, 100 St./Pack

**23,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425.  
Mit Loch 8,5 mm.

Mit Septum Butyl rot/PTFE grau

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,3 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0774
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030230
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
DM Loch	8.5 mm
Gewinde	13-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Butyl-Kautschuk (IIR) Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

