













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## neochrom® Schraubkappen ND13 geschlossen, Septum Butyl rot/PTFE grau, 100 St./Pack

23,90 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425, geschlossen.

Mit Septum Butyl rot/PTFE grau
Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließeigenschaften
Standardverschluss für die GC und HPLC
Dicke 1,3 mm

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-0775
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030247
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Gewinde	13-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Butyl-Kautschuk (IIR) Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Ersatzteil	2-7213
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

