



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND13 mit Loch, PP schwarz, Septum Silikon weiß/PTFE blau 100 St./Pack

64,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425.
Mit Loch 8,5 mm.

Mit Septum Silikon weiß/PTFE blau
Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C
Für Einmalinjektionen
Dicke 1,5 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0777
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030261
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosamplern-Kompatibilität im Warenkorb mit geschlitztem Septum für stumpfe. dicke Nadeln für den Autosamplern geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	8.5 mm
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.5 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Gewinde	13-425 (US)
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplernmodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosamplern direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplern

