



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND13 m. Loch, PP, Silikon dunkelblau/PTFE weiß, 100 St./Pack

**46,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND13 aus PP, mit Gewinde 13-425.

Septum: Silikon dunkelblau/PTFE weiß

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1325
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072086107
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
DM Loch	8.5 mm
Gewinde	13-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
DM Verschluss	13 mm
Dicke Septum	1.3 mm
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

