



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND15 geschl., Kautschuk rot-or./TEF transp., 100 Stck./Pack

22,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschlossene Kappen aus PP, schwarz, mit Septen.

Mit Septum Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Dicke: 1,3 mm

Härte: 60° shore A

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0885
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037475
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Gewinde	15-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	60 shore A
Material Dichtung / Septum	Naturkautschuk Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
DM Verschluss	15 mm
Dicke Septum	1.3 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
TBST MAX Septum	120 °C
TBST MIN Septum	-40 °C

