



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND20 weiß geschl., Silikon weiß/PTFE rot, 100 Stck./Pack

63,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschlossene Kappen aus PP, weiß, ND 20, mit Septen.

Mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Silikon weiß/PTFE rot =1,3 mm dick, Härte 45° shore A

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0894
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037550
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Gewinde	20-400 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
DM Verschluss	20 mm
Dicke Septum	1.3 mm
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C

