



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND8 geschl., PP, Silikon weiß/PTFE rot, 100 St./Pack

28,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND8 aus PP, mit Gewinde 8-425, geschlossen.

Mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Dicke 1,0 mm

Silikon weiß/PTFE rot = 1,3 mm dick, Härte 45° shore A

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0874
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037406
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit hochreinem Septum für kritische Analysen Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Gewinde	08-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
DM Verschluss	8 mm
Dicke Septum	1.3 mm
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

