



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappen ND8 m. Loch, PP, Septum Red Rubber/PTFE beige, 100 St./Pack

**16,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schwarze Schraubverschlüsse ND8 aus PP, mit Gewinde 8-425 und Loch 5,5 mm.

1. mit Septum Naturkautschuk/TEF und Butyl/PTFE

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,3 mm

2. mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Dicke 1,0 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1300
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072085926
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	5.5 mm
Dicke Septum	1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE) Gummi
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

