



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Schraubkappen ND8 m. Loch, PP,  
Silikon creme/PTFE rot Ultra Clean, 100 St./Pack**

**30,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

## **Schwarze Schraubverschlüsse ND8 aus PP, mit Gewinde 8-425 und Loch 5,5 mm.**

### **1. mit Septum Naturkautschuk/TEF und Butyl/PTFE**

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,3 mm

### **2. mit Septum Silikon/PTFE**

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Dicke 1,0 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1301
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072085933
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit hochreinem Septum für kritische Analysen für den Autosampler geeignet Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	drei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	5.5 mm
Dicke Septum	1.5 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Härte	45 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Loch mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

