



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Schraubkappe ND9 Kurzgewinde,  
blau, geschlossen, Silikon weiß/PTFE rot, 100  
St./Pack**

**31,60 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Blaue Schraubverschlüsse ND9 aus PP, mit Kurzgewinde, geschlossen.

Mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Dicke 1,0 mm

Silikon weiß/PTFE rot

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0710
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029708
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb mit hochreinem Septum für kritische Analysen Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
Anzahl Komponenten	zwei
Beschaffenheit	geriffelt
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	9 mm
Dicke Septum	1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	Kurzgewinde
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

