



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neochrom® Schraubkappe glatt (blau), 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon

Sonderangebot

**5,70 €**

Normalpreis

**7,42 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

**Farbige Schraubverschlüsse ND9 aus PP, mit Kurzgewinde 9-425 und Loch 6 mm.**

**1. mit Septum Naturkautschuk/TEF und Red Rubber/PTFE**

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Ideal für Mehrfachinjektionen aufgrund der guten Wiederverschließseigenschaften

Standardverschluss für die GC und HPLC

Dicke 1,0 mm

**2. mit Septum Silikon/PTFE**

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C

Für Einmalinjektionen

Dicke 1,0 mm

**3. mit Septum PTFE virginal**

hochtemperaturbeständig

Für Einmalinjektionen

Dicke 0,2 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1034
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072079178
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar
DM Loch	6 mm
Gewinde	Kurzgewinde
Anzahl Komponenten	zwei
Härte	55 shore A
Material Dichtung / Septum	Silikon Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beschaffenheit	glatt
DM Verschluss	9 mm
Dicke Septum	1 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
TBST MAX Septum	200 °C
TBST MIN Septum	-60 °C
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

