




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Kurzgewinde-MS-Cap, transparent, mit Diaphragma

34,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

MS-Cap mit Kurzgewinde 9-425, nicht blutender Einkomponentenverschluss für LC/MS und GC/MS.
Transparent, mit Diaphragma.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|--|
| Art.-Nr. | 7-0714 |
| Hersteller (Marke) | neochrom |
| EAN | 4058072029739 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Typ Verschluss/ Deckel | Schraubverschluss |
| Verschlüsse und Deckel Eigenschaften | Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für die Massenspektrometrie geeignet für den Autosampler geeignet |
| Beschaffenheit | geriffelt |
| DM Loch | 5.5 mm |
| DM Verschluss | 9 mm |
| Farbe Verschluss/ Deckel | transparent (milchig) |
| Gewinde | Kurzgewinde |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften | durchstechbar |
| für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller) | Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers |

