











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## neochrom® Kurzgewinde-MS-Cap, transparent, mit Diaphragma

34,30 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

MS-Cap mit Kurzgewinde 9-425, nicht blutender Einkomponentenverschluss für LC/MS und GC/MS. Transparent, mit Diaphragma.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-0714
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029739
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Hinweis auf nicht-geprüfte Autosampler-Kompatibilität im Warenkorb für die Massenspektrometrie geeignet für den Autosampler geeignet
DM Loch	5.5 mm
Gewinde	Kurzgewinde
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	durchstechbar
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
DM Verschluss	9 mm
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

