



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappe aus PP schwarz, ND13 geschlossen, 100 St./Pack

8,57 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkappen ND 13 aus PP, schwarz, mit Gewinde 13-425, geschlossen.

Ohne Septen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0779
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030285
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	Verschluss autoklavierbar
Gewinde	13-425 (US)
Beschaffenheit	geriffelt
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Verschluss	13 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz

