



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Schraubkappe weiß ND8, PP, geschlossen, 100 Stck./Pack

5,34 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkappen ND 8 aus PP, schwarz, geschlossen.

Ohne Septen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0876
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072070717
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	für den Autosampler geeignet Verschluss autoklavierbar
Beschaffenheit	geriffelt
DM Verschluss	8 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Gewinde	08-425 (US)
für das Autosamplermodell (Wenn Ihr AS hier nicht erscheint, erfragen Sie die Kompatibilität der Kappe mit Ihrem AS bitte direkt beim AS-Hersteller)	Bitte klären Sie die Kompatibilität dieser Kappe mit Ihrem Autosampler direkt mit dem Hersteller Ihres Autosamplers

