



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Achtkant-Deckelstopfen NS 10/19, massive Ausführung

**144,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Achtkant-Deckelstopfen** aus Glas

Nach DIN 12252 Form A und E, in massiver Ausführung.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0256
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2255
EAN	4058072299989
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Borosilikatglas
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
geeignet für	Flaschen mit Normschliff
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-70 °C
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Normschliff
Anzahl Kanten	8
Normschliff Kern	10/19
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12252

