



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Starke Sechskant-Hohlstopfen braun, NS 12/21, 5 St./Pack

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### **Konische Sechskant-Hohlstopfen aus Glas für alle Gefäße mit Normal-Schliff.**

Voll temperaturwechselbeständig, sehr leicht.

Auch für lichtempfindliche Medien einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SE-0952
Hersteller (Marke)	Starke
alte neoLab ArtikelNr.	2-4267
EAN	4066292206977
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
geeignet für	Flaschen mit Normschliff
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-70 °C
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Normschliff
Anzahl Kanten	6
Normschliff Kern	12/21

