



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Polystopfen (PE), NS 19/26, zum Verschließen von Gefäßen

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Polystopfen (PE), NS 19/26, zum Verschließen von Gefäßen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1011
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	243780305
EAN	4058072164454
Hersteller EAN	4049338018444
Bruttogewicht	0.005
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.00500 kg
Material	Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.01000 m
Verpackungshöhe	0.00300 m
Verpackungstiefe	0.01200 m
Verpackungsvolumen	0.00000036 ccm
Zolltarifnummer	39235010
Normschliff	19/26

