



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Silikon-Schwammstopfen weiß 12 x 8 x 20 mm, 10 St./Pack

23,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht.

Geeignet für alle runden Hälse.

Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren.

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giffrei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4250
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072002787
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Höhe	20 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
DM oben	12 mm
DM unten	8 mm
für NS	44531

