



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Silikon-Schwammstopfen pink 22 x 11 x 15 mm, 10 St./Pack

21,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht.

Geeignet für alle runden Hälse.

Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren.

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giffrei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4251
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072002794
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Höhe	22 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
DM oben	15 mm
DM unten	11 mm
für NS	14/23

