



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Silikon-Schwammstopfen gelb 25 x 13 x 17,5 mm, 10 St./Pack

**22,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht.

Geeignet für alle runden Hälse.

Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren.

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giftfrei.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4252
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072002800
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Höhe	25 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
DM oben	17.5 mm
DM unten	13 mm

