



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Silikon-Schwammstopfen blau 48 x 44 x 52 mm, 1 Stück

**25,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht.  
Geeignet für alle runden Hälse.

Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren.

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giffrei.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-4259
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072002879
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Höhe	48 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
DM oben	52 mm
DM unten	44 mm

